

Aspira líquidos con seguridad.
Manejo rápido y fácil.



QuikSip™

BT-Aspirator

F I R S T C L A S S · B R A N D

El aspirador acoplable a frascos QuikSip™ de BRAND es el aparato adecuado para retirar líquidos no problemáticos por aspiración segura y rápida en la biología, la química alimenticia y la medicina.

- Eliminación segura de líquidos por aspiración.
- No se necesita bomba de vacío.
- Se puede regular el vacío sin dificultades mediante la unidad cell-culture™.
- Adecuado para puntas de pipeta, pipetas capilares y pipetas Pasteur.



QuikSip™

BT-Aspirator

El aspirador acoplable a frascos de fácil manejo es el aparato ideal para retirar líquidos por aspiración, como por ej. medios de cultivo desde placas, frascos para cultivo de tejidos y placas multiwell o para retirar el líquido tras la precipitación y el centrifugado de proteínas y de ácidos nucleicos.

Ventajas principales

- 25 ml como máximo por carrera del émbolo.
- No se necesita bomba de vacío.
- Se puede regular el vacío sin dificultades mediante la unidad cell-culture™.
- Se suministra una unidad de pipeteado de 8 canales sobre demanda.
- Adecuado para puntas de pipeta, pipetas capilares y pipetas Pasteur.
- El adaptador y el tubo de aspiración flexible de la unidad cell culture™ son esterilizables en autoclave (las unidades de dosificación y de accionamiento no son esterilizables en autoclave).



Aspirador QuikSip™ con unidad de pipeteado de un canal para retirar líquidos por aspiración desde microtubos, tubos de ensayo, etc.



Aspirador QuikSip™ con unidad de pipeteado de 8 canales para retirar líquidos por aspiración desde placas microtiter.



QuikSip™ BT-Aspirator

Alcance del suministro:

1 QuikSip™ BT-Aspirator,
1 unidad cell-culture™ con tubo de aspiración y 3 adaptadores, instrucciones de manejo, 1 unidad de dosificación de recambio y 2 adaptadores en PP (GL 45/32 y GL 45/S 40).

ref. 4723 150



Unidad cell-culture™

Unidad de pipeteado de un canal completa con tubo de aspiración y 3 adaptadores.

ref. 259 50



Unidad de dosificación

Embolo (PE), cilindro (PP).
3 unidades por embalaje.

ref. 7045 04



Unidad de pipeteado 8 canales

PP. Esterilizable en autoclave (121 °C). 1 unid. por emb.

ref. 7045 26

BRAND®, QuikSip™ así como las marcas denominativas y figurativas reproducidas y la marca denominativa y figurativa BRAND son marcas o marcas registradas de BRAND GMBH + CO KG, Alemania. El resto de las marcas citadas o reproducidas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Mediante nuestros documentos técnicos, pretendemos informar y asesorar a nuestros clientes. No obstante, la transferibilidad de los valores empíricos y resultados generales bajo condiciones de test en el caso concreto de aplicación dependerá de diversos factores que no podemos incluir. Por ello, rogamos comprendan que no se puede derivar exigencia alguna de nuestro asesoramiento. Por tanto, deberá comprobar por sí mismo la transferibilidad con gran minuciosidad.

Reservado errores y el derecho de realizar modificaciones técnicas.

BRAND GMBH + CO KG · P.O. Box 11 55 · 97861 Wertheim · Germany
Tel.: +49 9342 808-0 · Fax: +49 9342 808-236 · E-Mail: info@brand.de · Internet: www.brand.de



4 033378 395832