

Aspire les liquides surnageants à toute épreuve.
Manipulation simple et rapide.



QuikSip™

BT-Aspirator

F I R S T C L A S S · B R A N D

L'aspirateur adaptable sur flacon QuikSip™ de BRAND est l'appareil approprié pour éliminer des liquides surnageants non problématiques par aspiration sûre et rapide en biologie, en chimie des denrées et en médecine.

- Elimination sûre de liquides surnageants.
- Pompe à vide pas nécessaire.
- Avec l'unité cell-culture™, le vide peut être réglé sans difficulté.
- Approprié pour pointes de pipette, pipettes capillaires et pipettes Pasteur.



QuikSip™

BT-Aspirator

L'aspirateur adaptable sur flacon et facile à manier est l'appareil idéal pour éliminer des liquides surnageants par aspiration, comme par ex. milieux pour cultures, à partir de capsules, flacons pour culture de tissus et de plaques multiwell ou pour éliminer le surnageant après précipitation et centrifugation de protéines et d'acides nucléiques.

Avantages particuliers

- Jusqu'à 25 ml max. par course de piston.
- Pompe à vide pas nécessaire.
- Avec l'unité cell-culture™, le vide peut être réglé sans difficulté.
- Livrable avec unité de pipetage à 8 canaux.
- Approprié pour pointes de pipette, pipettes capillaires et pipettes Pasteur.
- L'adaptateur et le tuyau d'aspiration de l'unité cell-culture™ sont autoclavables (les unités de dosage et de pompage ne sont pas autoclavables).



L'aspirateur QuikSip™ avec unité de pipetage unicanal pour l'aspiration de liquide à partir de microtubes, tubes à essais, etc.



L'aspirateur QuikSip™ avec unité de pipetage à 8 canaux pour l'aspiration de liquides à partir de plaques de microtiration.



QuikSip™ BT-Aspirator

Emballage standard:

1 QuikSip™ BT-Aspirator,
1 unité cell-culture™ avec
tuyau d'aspiration et 3 adapta-
teurs, 1 mode d'emploi,
1 unité de dosage de recharge
et 2 adaptateurs en PP
(GL 45/32 et GL 45/S 40).

Réf. 4723 150



Unité cell-culture™

Unité de pipetage unicanal
avec tuyau d'aspiration et
3 adaptateurs.

Réf. 259 50



Unité de dosage

Piston (PE), cylindre (PP).
Emballage standard 3 unités.

Réf. 7045 04



Unité de pipetage à 8 canaux

PP. Autoclavable (121 °C).
Emballage standard 1 unité.

Réf. 7045 26

BRAND®, QuikSip™ ainsi que les marques imagées représentées et la marque textuelle et imagée BRAND sont des marques ou des marques déposées de la société BRAND GMBH + CO KG, Allemagne.

Toutes les autres marques mentionnées ou représentées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Nous désirons informer et conseiller nos clients à l'aide de notre documentation technique. La transposition de valeurs empiriques et résultats généraux obtenus dans des conditions de test sur un cas d'application concret dépend toutefois de multiples facteurs sur lesquels nous n'avons aucune influence. Vous comprendrez dès lors que nos conseils ne puissent donner lieu à des prétentions. Cette transposition doit donc faire l'objet d'une vérification très attentive de votre part dans chaque cas d'espèce.

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs ou errata.

BRAND GMBH + CO KG · P.O. Box 11 55 · 97861 Wertheim · Germany
Tel.: +49 9342 808-0 · Fax: +49 9342 808-236 · E-Mail: info@brand.de · Internet: www.brand.de



4 033378 395825